



# Instructivo para Médicos Derivantes

Protocolos de fijación, requisitos por tipo de estudio, tiempos de entrega y coordinación con nuestro laboratorio de anatomía patológica.

Centro de Anatomía Patológica Dra. Susana Vighi  
Concepción Arenal 3732, CABA · Argentina  
[www.susanavighi.com.ar](http://www.susanavighi.com.ar)

## CIRCUITO DE DERIVACIÓN

# De la toma al informe

Cuatro pasos, pensados para minimizar demoras y asegurar trazabilidad completa de cada muestra recibida.

**01 Solicitud**

Completá el formulario con datos del paciente, diagnóstico presuntivo, estudios previos y datos del profesional derivante.

**02 Fijación de la muestra**

Formol al 10% tamponado en volumen 10:1 respecto al tejido. Recipiente rotulado con nombre y DNI del paciente.

**03 Envío o retiro**

Retiro sin cargo dentro de CABA y GBA coordinando por teléfono. También recibimos envíos de todo el país.

**04 Recepción y trazabilidad**

Cada muestra recibe código único de trazabilidad y confirmación de recepción al médico derivante.

**IMPORTANTE** — Ante cualquier duda sobre fijación, transporte o tiempos, comunicate con nuestra coordinación médica antes de enviar la muestra.

## REQUISITOS POR TIPO DE ESTUDIO

# Preparación de la muestra

**Biopsia por punción / endoscópica**

- Formol al 10% tamponado
- Rotulado con nombre y DNI
- Solicitud con localización anatómica precisa
- Adjuntar informe endoscópico si corresponde

**Pieza quirúrgica**

- Fijación inmediata en formol 10% (volumen 10:1)
- No cortar previo al envío salvo indicación
- Solicitud con dato clínico y quirúrgico completo
- Coordinar retiro dentro de las 24hs

**Citología ginecológica (PAP)**

- Extendido en portaobjeto identificado
- Fijación con spray citológico o alcohol 96°
- Datos clínicos: FUM, terapia hormonal, antecedentes

**Punción con aguja fina (PAAF)**

- Extendidos secados al aire (Diff-Quick) y fijados (Papanicolaou)
- Material en medio líquido para bloque celular si aplica
- Solicitud con localización, tamaño y ecografía

**Biopsia intraoperatoria (congelación)**

- Coordinar previamente por teléfono
- Muestra en fresco, sin fijar, en recipiente estéril
- Traslado inmediato al laboratorio

**Estudios moleculares / IHQ compleja**

- Muestra fijada en formol 10% (mínimo 6 hs, máximo 48 hs)
- Bloque de parafina con material representativo
- Solicitud detallando marcadores requeridos

TIEMPOS DE ENTREGA PROMEDIO

Días hábiles desde la recepción

| Estudio            | Tiempo estimado |
|--------------------|-----------------|
| Papanicolaou       | 3 días hábiles  |
| Biopsia            | 6 días hábiles  |
| Inmunohistoquímica | 7 días hábiles  |
| Biopsia con IHQ    | 9 días hábiles  |

Los estudios de mayor complejidad (biología molecular, técnicas especiales) pueden requerir plazos adicionales.

## COORDINACIÓN MÉDICA

# Hablemos directamente

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Líneas rotativas</b>             | (5411) 4551-7752 · (5411) 4551-7267 · (5411) 2035-9667            |
| <b>Coordinación de derivaciones</b> | anatomia.patologica@susanavighi.com.ar                            |
| <b>Solicitud de servicio</b>        | solicituddeservicio@susanavighi.com.ar                            |
| <b>Dirección</b>                    | Concepción Arenal 3732, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1427EKH |
| <b>Horario de atención</b>          | Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hs                               |

Este instructivo resume la información publicada en [susanavighi.com.ar/derivantes](https://susanavighi.com.ar/derivantes). Ante cambios de protocolo, la versión vigente en el sitio web prevalece sobre copias impresas.