



Instructivo para Médicos Derivantes

Protocolos de fijación, requisitos por tipo de estudio, tiempos de entrega y coordinación con nuestro laboratorio de anatomía patológica.

Centro de Anatomía Patológica Dra. Susana Vighi
Concepción Arenal 3732, CABA · Argentina
www.susanavighi.com.ar

CIRCUITO DE DERIVACIÓN

De la toma al informe

Cuatro pasos, pensados para minimizar demoras y asegurar trazabilidad completa de cada muestra recibida.

01 Solicitud

Completá el formulario con datos del paciente, diagnóstico presuntivo, estudios previos y datos del profesional derivante.

02 Fijación de la muestra

Formol al 10% tamponado en volumen 10:1 respecto al tejido. Recipiente rotulado con nombre y DNI del paciente.

03 Envío o retiro

Retiro sin cargo dentro de CABA y GBA coordinando por teléfono. También recibimos envíos de todo el país.

04 Recepción y trazabilidad

Cada muestra recibe código único de trazabilidad y confirmación de recepción al médico derivante.

IMPORTANTE — Ante cualquier duda sobre fijación, transporte o tiempos, comunicate con nuestra coordinación médica antes de enviar la muestra.

REQUISITOS POR TIPO DE ESTUDIO

Preparación de la muestra

Biopsia por punción / endoscópica

- Formol al 10% tamponado
- Rotulado con nombre y DNI
- Solicitud con localización anatómica precisa
- Adjuntar informe endoscópico si corresponde

Pieza quirúrgica

- Fijación inmediata en formol 10% (volumen 10:1)
- No cortar previo al envío salvo indicación
- Solicitud con dato clínico y quirúrgico completo
- Coordinar retiro dentro de las 24hs

Citología ginecológica (PAP)

- Extendido en portaobjeto identificado
- Fijación con spray citológico o alcohol 96°
- Datos clínicos: FUM, terapia hormonal, antecedentes

Punción con aguja fina (PAAF)

- Extendidos secados al aire (Diff-Quick) y fijados (Papanicolaou)
- Material en medio líquido para bloque celular si aplica
- Solicitud con localización, tamaño y ecografía

Biopsia intraoperatoria (congelación)

- Coordinar previamente por teléfono
- Muestra en fresco, sin fijar, en recipiente estéril
- Traslado inmediato al laboratorio

Estudios moleculares / IHQ compleja

- Muestra fijada en formol 10% (mínimo 6 hs, máximo 48 hs)
- Bloque de parafina con material representativo
- Solicitud detallando marcadores requeridos

TIEMPOS DE ENTREGA PROMEDIO

Días hábiles desde la recepción

Estudio	Tiempo estimado
Papanicolaou	3 días hábiles
Biopsia	6 días hábiles
Inmunohistoquímica	7 días hábiles
Biopsia con IHQ	9 días hábiles

Los estudios de mayor complejidad (biología molecular, técnicas especiales) pueden requerir plazos adicionales. La biopsia intraoperatoria (congelación) se informa en el acto quirúrgico.

COORDINACIÓN MÉDICA

Hablemos directamente

Líneas rotativas	(5411) 4551-7752 · (5411) 4551-7267 · (5411) 2035-9667
Coordinación de derivaciones	anatomia.patologica@susanavighi.com.ar
Solicitud de servicio	solicituddeservicio@susanavighi.com.ar
Dirección	Concepción Arenal 3732, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1427EKH
Horario de atención	Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hs

Este instructivo resume la información publicada en susanavighi.com.ar/derivantes. Ante cambios de protocolo, la versión vigente en el sitio web prevalece sobre copias impresas.